

FLUXON



TYP

UC20N UC45N UC100DFN
UC150DFN UC300DFN



**Läs denna manual noggrant innan du använder
ultraljudsrengöraren.**

Innehållsförteckning

Sida

1.	Symboler etikett	3
2.	Allmän	4
3.	Säkerhetsföreskrifter	4
4.	Användande	5
5.	Underhåll	6
6.	Specifikationer	7
7.	Garanti	8
8.	EG-förklaring	9



Kassera elektriska apparater på ett miljövänligt sätt.

Släng inte elektriska apparater i hushållsavfallet. I enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU om elektronisk utrustning måste de samlas in separat för återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för tillgängliga avfallshanteringsalternativ för din uttjänta apparat.



**Varning! Förvara
manualen på en torr
plats och skada den inte.**

NLD 1. Symboletikett 1.

Symboletikett



NLD Läs användarmanualen före användning.

Läs användarmanualen före användning.



NLD Det är obligatoriskt att dra ur kontakten ur uttaget vid påfyllning/tömning av vätska och under underhåll.

Det är obligatoriskt att dra ur sladden vid påfyllning/tömning av vätska och under underhåll.



NLD Slå inte på strömmen förrän du har fyllt tanken med vätska.

Slå inte på strömmen innan tanken är fylld med vätska.



NLD Värm inte utan vätska eller utan uppsikt.

Värm inte utan vätska eller utan tillsyn.



NLD Stäng av reglagen och vänta tills temperaturen återgår till normal nivå innan du tömmer ut vätskan.

Stäng av kontrollerna och vänta tills temperaturen återgår till det normala innan du tömmer ut vätskan.

Supersoniska rengöringsmedlet är lämpligt

för: • Halsband, ringar, armband, örhängen etc.

• Klockkedjor, glasögon, solglasögon etc.

• Elektriska tandborsthuvuden, elektriska rakhuvuden, rakhylvel-
ja, kammar, tandborstar, proteser etc.

• CD-skivor, DVD-skivor, CD-R-skivor, laserskivor etc.

• Skrivhuvuden, reservoarpennspetsar, vax- eller gummistämplor, kalligrafipennor/-spetsar
etc.

• Metallbestick, gamla mynt, metallmärken, ventiler, maskin
munstycken, små metalldelar etc.

Varning! Använd aldrig brandfarliga vätskor som rengöringsmedel.

2. Allmänt

Ultraljudstvätten har en robust och hållbar konstruktion. Höljet, tanken och locket är tillverkade av rostfritt stål. Tack vare den stansade tanken utan svetsfogar förbättras vattentätheten avsevärt.

LED-displayen visar tydligt temperatur- och timerinställningar för enkel användning. Tre rengöringslägen finns tillgängliga: helvåg, halvvåg och avgasning, vilket gör att du kan rengöra olika föremål på lämpligast sätt. Enheten har ett fuktbeständigt kretskort (PCB), industriella IC-komponenter och en högkvalitativ ultraljudsgivare för optimal säkerhet och prestanda.

Läs denna manual noggrant innan du använder ultraljudsrengöraren och förvara den på ett säkert ställe. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till personskador eller egendomsskador.

3. Säkerhetsföreskrifter

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
- Låt inte dammsugaren gå i mer än en timme åt gången för att undvika skador.
för att förhindra att interna komponenter läcker.
- Använd aldrig rengöringsmedlet utan vätska i tanken. Se till att vätskenivån inte överstiger markeringen och att ett minsta djup på 7 cm bibehålls.
- Släpp inte föremål i tanken, eftersom det kan skada givaren. Använd om möjligt den medföljande korgen.
- Överfyll inte tanken och lämna tillräckligt med utrymme mellan föremålen för effektiv rengöring.
- Håll locket stängt under användning för att minimera stänk och avdunstning av vätskan.
- Doppa aldrig apparaten eller nätsladden i vatten eller andra vätskor. Rör inte vid kontakten med våta händer och dra ur sladden vid fel eller nödsituationer.
- Demontering av apparaten bör endast utföras av kvalificerade tekniker. Koppla bort apparaten från strömkällan innan du fyller eller tömmer tanken.
- Säkerställ korrekt jordning och placera apparaten på en hård yta som inte blockerar några ventilationsöppningar.
- Stäng av värmen efter användning och lämna inte apparaten påslagen i onödan.
Slå på värme- och ultraljudsfunktionerna efter varje rengöringscykel.
- Var försiktig när du lägger till eller tar bort föremål från tanken, vätskan kan vara varm.

4. Användning

PAKETINNEHÅLL

- Huvudenhet
- Ljudabsorberande lock
- Nätsladd
- Avloppsfilter
- Korg i rostfritt stål

FÖRBEREDELSE

- Placera apparaten på en plan, ren yta där det finns tillräcklig luftcirkulation för fläktarna.
- Se till att vreden är i avstängt läge och att avtappningsventilen är stängd.

ANSLUTA

Anslut nätsladden ordentligt och se till att den inte kommer i kontakt med fukt.

FYLLA

- Fyll tanken minst halvvägs med vatten. Tillsätt vid behov en liten mängd diskmedel för bättre rengöring.
- Efter påslagning visar enheten omgivningstemperaturen, med en standardinställning på 25 °C och en drifttid på 3 minuter.

INSTÄLLNING

- Tidsinställning: Använd knapparna TIME + och - för att justera tiden. Du kan öka eller minska tiden i steg om minuter eller 10 minuter.
- Temperaturinställning: Använd knapparna TEMPERATUR + och - för att justera temperaturen med en eller flera grader. Värmelampan släcks när önskad temperatur har uppnåtts.

DRIFT

Ställ in drifttid och temperatur och tryck sedan på värmeknappen och ultraljudsknappen (fullvåg, halvvåg, avgasning). För att stoppa funktionerna, tryck på motsvarande knappar igen.

RENGÖRINGSLÄGEN

- Halvvåg: För ömtåliga föremål.
- Fullvåg: För standardrengöring.
- Avgasning: Att avlägsna gasbubblor från vätskan.

KOMMENTARER

- Ultraljudsresonansljudet ska vara jämnt. Om inte, justera vätskevolymen.
- För optimal prestanda och för att förhindra överhettning, maximal manlig arbetstid 30 minuter.
- Använd inte brandfarliga rengöringsmedel.
- Använd aldrig apparaten utan vätska i tanken.

5. Underhåll

- Rengör tanken efter varje användning: Avlägsna omedelbart smuts och skölj av rengör tanken noggrant.
- Byt vätska: Töm vätskan när den har svalnat till Rumstemperatur. Se till att enheten är avstängd och urkopplad.
- Regelbundet underhåll: Håll apparaten ren och fri från smuts, särskilt i ventilationsöppningarna.
- Inget vatten på kontrollpanelen: Spraya inte vatten på apparaten eller kontrollpanelen för att undvika skador.
- Kontrollera om det finns skador: Inspektera apparaten regelbundet för slitage eller defekter på kablar och komponenter.

6. Specifikationer

Modell	UC20N	UC45N	UC100DFN UC150DFN	UC300DFN	
Reservoarens mått (mm)	150*140*100 300	150*100 300*240*150	330*300*150 500	300*200	
Mått (mm)	175*165*230 330	180*230 380*270*275	390*325*275 580	330*330	
Innehåll (L)	2	4,5	10	15	30
Ultraljuds tillgångar (V)	60	120	240	360	600
Frekvens (kHz)	40	40	40	40	40
Värmekapacitet (V)	100	100	500	500	500
Tidsinställning (Min)	1-99	1-99	1-99	1-99	1-99
Temperaturintervall (°C)	0-80	0-80	0-80	0-80	0-80

7. Garanti

1. Garantin träder i kraft från och med det datum som anges på inköpskvittot.
och är giltig i 12 månader.
2. Garantin kan inte överföras utan skriftligt tillstånd från din leverantör.
3. Garantianspråk kan inte göras utan inköpskvitto.
4. Garantin gäller endast om produkten används i enlighet med de bifogade instruktionerna och uteslutande för det ändamål den är avsedd för.
5. Inga modifieringar får göras på produkten.
6. Garantin gäller inte vid felaktig användning.
7. Eventuella fraktkostnader täcks inte av garantin.
8. Reparationer bör endast utföras av din leverantör. Alla
Reparationer som utförs av tredje part upphäver garantin.
9. Reparationer under garantiperioden förlänger inte garantiperioden. Däremot lämnas tre månaders garanti på reparationer om den ordinarie garantiperioden löper ut.
10. Allt underhållsarbete som ska utföras, enligt beskrivningen i bruksanvisningen, måste utföras i tid.
11. Du kan endast kontakta försäljningsstället där du köpte artikeln angående garantiärenden.
har köpt.

EG-försäkran om överensstämmelse - Försäkran om överensstämmelse - EG-försäkran om överensstämmelse - Försäkran om överensstämmelse - Dichiarazion di conformita - Declaracion de conformidad

Wij, We, Wir, Nous, Noi, La empresa,
Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, förklarar helt under vårt eget ansvar att produkten förklarar under vårt ensamma ansvar att produkten erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt déclarons sous notre seule responsabilité que le produit dichiariamo sotto la declaramo responsabilidad ba nu exclusiva responsabilidad que el producto

Typ	Beskrivning	Stämpla
Modell	Beskrivning	Brand
Typ	Beskrivning	Marke
Typ	Beskrivning	Stämpla
Typ	Beskrivning	Stämpla
Typ	Beskrivning	Stämpla
UC20N UC45N UC100DFN Ultraljudsrengörare		Fluxon
UC150DFN UC300DFN		

Vad detta uttalande avser ska vara i enlighet med följande standarder:
Vilket denna försäkran avser överensstämmer med följande dokument:
Beroende på din tolkning gäller följande standarder:
Vänligen hänvisa till följande försäkran som det aktuella dokumentet:
A cui si fereisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:
Redan med hänvisning till föreliggande deklaration, motsvarande följande dokument:

Maskindirektivet, Maskindirektivet, Die Maschinenrichtlinie, La Direktiv, La diretti-va sulle machine, La Directiva sobre máquinas:

2006/42/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Elektromagnetisk Verträglichkeit (EMC), Compatibilité Electromagnétique (EMC), Compatibilità Elettro-magnetica (EMC), Kompatibilitet med elektromagnetisk (EMC):

2014/30/EU

Lågspänningsdirektiv, lågspänningsdirektiv, Niederspannungsrichtlinie, Direktiv basspänning, Direttiva sulla bassa tensione, Direktiv de baja tensión:

2014/35/EU

Direktiv om begränsning av farliga ämnen, direktivet om begränsning av farliga ämnen, direktivet om begränsning av ämnen, direktivet om begränsning av farliga ämnen, Direktiv om begränsning av farliga ämnen, Direktiv om begränsning av farliga ämnen:

2011/65/EU

Nederländerna, Maasbracht, 09-2024

Serienummer
Serienummer:

Direktör Valkenpower



BAH Valkenburg

